



Q19 Vienna

Il cuore pulsante di Vienna-Döbling

Ancorato ad un edificio d'epoca restaurato di una fabbrica di sigarette del 1909, si trova il Q19 a Vienna Döbling. Il Centro Commerciale mostra in modo impressionante come l'architettura moderna possa essere armoniosamente combinata con gli edifici storici. Con circa 15.000 m² di superficie affittabile, è stato creato nel centro di Döbling un quartiere d'acquisto con interni inondati di luce, un ambiente unico e multifunzionale, che combina shopping, gastronomia, tempo libero e lavoro.

Con un centro medico, un'area di cura dell'auto, una palestra ed uffici, il Q19 è un progetto modello in termini di rigenerazione urbana e allo stesso tempo un tradizionale luogo di commercio, shopping e punto di comunicazione: poco dopo l'apertura, il Q19 e l'area circostante si sono sviluppati in un vivace luogo di incontro nel cuore del 19 ° distretto di Vienna. Ora è un punto di riferimento per i clienti con un ampio bacino d'utenza e allo stesso tempo una location strettamente legata al territorio. Il Centro è gestito in modo particolarmente ecologico. Progettato per risparmiare energia e conservare le risorse, il Centro è stato dotato di tecnologie edilizie all'avanguardia.





INDIRIZZO	Grinzinger Straße 112, 1190 Vienna, Austria
SUPERFICIE (GLA)	15.000 m ²
NUMERO POSTI DI LAVORO	circa 360
NEGOZI	40
ANCORE	INTERSPAR, H&M, Hervis, Thalia, Interio, DM
STORIA DEL PROGETTO	Apertura: Ottobre 2005
PARCHEGGI	680 parcheggi +2 ore di parcheggio gratuito
ORARI DI APERTURA	Lun. - Ven.: 9.00 - 19.30, Sab.: 9.00 - 18.00 INTERSPAR* Lun. - Ven.: 8.00 - 20.00, Sab.: 8.00 - 18.00 *possibili modifiche in caso di aperture straordinarie
SERVIZI SPECIALI	Mini Lollipop, corsi per bambini, sale per feste di compleanno, 6 stazioni di ricarica elettrica più colonnine di ricarica elettrica presenti nel piazzale per le E-bike, area per la cura dell'auto presente in garage, centro medico, palestra FitInn, Köö Billiardcafe, uffici al 2 ° piano www.ses-european.com/portfolio www.ses-european.com/contact